

Détergent hygienisant Alcool isopropylique 95%

Détergent hygienisant sur et efficace.

Détergent a base d'alcool isopropylique 95%

Détergent pour le nettoyage et l'hygiénisation de toutes les surfaces, indiqué pour l'assainissement des surfaces, grâce au pourcentage d'alcool isopropylique contenu, conforme aux indications des organismes de surveillance de la santé.

Indiqué pour téléphones, ordinateurs et petites surfaces en contact direct avec les mains.

Avec la matière première recommandée par les plus importants fabricants de électronique pour l'hygiénisation de leurs appareils. Produit apte pour hygieniser selon les indications du Décalogue du Ministère de la Santé italien et du ISS et la circulaire n.5443 du 22. Février 2020 du Ministère de la Santé italien.



Rendement: 1 litre pour env. 40-50 m²

Points forts

- Détergent prêt à l'emploi
- Alcool isopropylique 95%
- Universel, apte pour tout type de surface
- Ne laisse pas de résidus
- Disponible avec nébuliseur
- Hygiénisant et assainissant

Mode d'emploi

AGITER AVANT EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

Nébuliser le produit sur la surface, laisser agir 30/40 seconds et frotter avec un microfibre ou papier tissu. Sur des surfaces délicates ou des appareils, nébuliser le produit abondamment sur un chiffon et frotter sur la surface à nettoyer.

Pendant l'application du produit hygienisant vous pourriez percevoir un légère odeur de solvant, alcool, que disparaîtra dans quelque second.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 20 emballages de 3 pc x 100 ml avec nébuliseur chacun

Carton de 15 bouteilles de 1 litre

MASSIMO PIRACCINI srl

Siège légal: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unité de gestion: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

